

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 21:16

Link do produktu: <https://eie.com.pl/aplikator-plaski-ap-1d-p-46.html>

Aplikator płaski AP-1D



Cena

790,00 zł

Opis produktu

Aplikator pola magnetycznego.

Współpracuje z aparatami Magnetronic MF-12 i MF-24.

Aplikator ma formę podobną do płaskiej poduszki. Bardzo wygodny przy pracy ze zwierzętami.

Masa: 2,1kg

Rozmiar aplikatora: 30x42cm, grubość 4cm