



CARBObed

Cena

49 000,00 zł

Opis produktu

Zalety suchych kąpielii w CO₂ w porównaniu z kąpieliami wodnymi:

- możliwość wykonywania zabiegu bez rozbierania pacjenta
- znacznie mniejsze zużycie gazu
- skrócenie czasu przygotowania zabiegu (brak konieczności napełniania i opróżniania wanny)
- łatwiejsza instalacja urządzenia (niepotrzebne doprowadzenie i odprowadzenie wody)
- skuteczniejsze działanie w wybranych schorzeniach

Charakterystyka aparatu CARBObed

- automatyzowany przebieg zabiegu
- skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej
- automatyczne uzupełnianie CO₂ oraz cyrkulacja gazu pod kopułą aparatu zapewnia wysokie skoncentrowanie gazu na obiekcie zabiegu
- automatyczne nawilżanie i ogrzewanie CO₂ zwiększa efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia
- temperatura zabiegu regulowana w zakresie 30-40°C (+/- 1°)
- sygnalizacja dźwiękowa zakończenia zabiegu
- kontrolowane odprowadzenie CO₂ po zakończeniu zabiegu
- zużycie CO₂: maksymalnie 18l/min
- mobilna konstrukcja urządzenia
- regulowane pochylenie podglówka
- wymiary (dł.x szer.x wys.) 2150 x 720 x 980 mm
- wysokość leżyska: 590mm
- zasilanie 230V/50Hz 800VA

Elektroterapia

To jest dodatkowa zakładka

[Dodatkowe wyposażenko](#)