

---

Dane aktualne na dzień: 18-05-2026 14:24

Link do produktu: <https://ie.com.pl/elektroda-silikonowa-e-s-50-p-277.html>



## Elektroda silikonowa E-S 50

Cena

**20,00 zł**

---

### Opis produktu

Elektroda płaska silikonowa o rozmiarze (70x70)mm - powierzchnia 50 cm<sup>2</sup>

Elektroda jest uniwersalna (dwugniazdowa) do wtyków 2mm i 4mm. Standardowo z wtykiem 4mm, który można wyjąć.