
Dane aktualne na dzień: 20-04-2026 14:33

Link do produktu: <https://eie.com.pl/glowica-ultradzwiekowa-su-1-p-30.html>

Głowica ultradźwiękowa SU-1



Cena

1 230,00 zł

Opis produktu

DANE TECHNICZNE GŁOWICY

- powierzchnia terapeutyczna 1,33 cm²
- maks. moc średnia 3,3W
- szczytowa moc impulsu 4W
- częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MHz

Głowica SU-1 jest przystosowana do pracy z aparatami naszej produkcji, które mają funkcję terapii ultradźwiękowej.

Istnieje możliwość skalibrowania głowicy z posiadanym aparatem. Wystarczy przesłać aparat z ultradźwiękami do firmy EIE Otwock wraz z zamówieniem na głowicę.

Dotyczy aparatów :Sonotronic US-2, Multitronic MT-5, Multitronic MT-6, Multitronic MT-8, Solatronic SL-3, Solatronic SLE)