
Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 21:01

Link do produktu: <https://eie.com.pl/glowica-ultradzwiekowa-su-5-p-29.html>

Głowica ultradźwiękowa SU-5



Cena

1 230,00 zł

Opis produktu

Głowica ultradźwiękowa SU-5

DANE TECHNICZNE GŁOWICY

- powierzchnia terapeutyczna 5cm²
- maks. moc średnia 12,5W
- szczytowa moc impulsu 15W
- częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MHz

Głowica SU-5 jest przystosowana do pracy z aparatami naszej produkcji, które mają funkcję terapii ultradźwiękowej.

Istnieje możliwość skalibrowania głowicy z posiadany aparatem. Wystarczy przesłać aparat z ultradźwiękami do firmy EIE Otwock wraz z zamówieniem na głowicę.

Dotyczy aparatów : Sonotronic US-2, Multitronic MT-5, Multitronic MT-6, Multitronic MT-8, Solatronic SL-3, Solatronic SLE