

---

Dane aktualne na dzień: 20-04-2026 12:49

Link do produktu: <https://eie.com.pl/glowica-ultradzwiekowa-su-5-p-29.html>

## Głowica ultradźwiękowa SU-5



Cena

**1 230,00 zł**

---

### Opis produktu

## Głowica ultradźwiękowa SU-5

### DANE TECHNICZNE GŁOWICY

- powierzchnia terapeutyczna 5cm<sup>2</sup>
- maks. moc średnia 12,5W
- szczytowa moc impulsu 15W
- częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MHz

Głowica SU-5 jest przystosowana do pracy z aparatami naszej produkcji, które mają funkcję terapii ultradźwiękowej.

**Istnieje możliwość skalibrowania głowicy z posiadanyim aparatem. Wystarczy przesłać aparat z ultradźwiękami do firmy EIE Otwock wraz z zamówieniem na głowicę.**

Dotyczy aparatów : Sonotronic US-2, Multitronic MT-5, Multitronic MT-6, Multitronic MT-8, Solatronic SL-3, Solatronic SLE