

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:36

Link do produktu: <https://eie.com.pl/glowica-ultradzwiekowa-sup-6-p-28.html>

## Głowica ultradźwiękowa SUP-6



Cena

**5 100,00 zł**

---

### Opis produktu

## Automatyczna głowica ultradźwiękowa SUP-6

### DANE TECHNICZNE GŁOWICY

- powierzchnia terapeutyczna 6x3cm<sup>2</sup> [18cm<sup>2</sup>]
- maks. moc średnia 7,5W
- szczytowa moc impulsu 7,5W
- częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MHz

Automatyczna głowica ultradźwiękowa SUP-6 jest przystosowana do pracy z aparatami naszej produkcji, które mają funkcję terapii ultradźwiękowej.

**Istnieje możliwość skalibrowania głowicy z posiadanym aparatem. Wystarczy przesłać aparat z ultradźwiękami do firmy EIE Otwock wraz z zamówieniem na automatyczną głowicę SUP-6.**

Dotyczy aparatów :Sonotronic US-2, Multitronic MT-5, Multitronic MT-6, Multitronic MT-8, Solatronic SL-3, Solatronic SLE)