

Zestawienie aparatów produkcji EiE

Aparat	Elektroterapia	Laser	Ultradźwięki	Magnetoterapia	Zabiegi jednoczesne	Wyświetlacz
Multitronic MT-8	2 kanały	1 kanał	1 kanał	1 kanał	2	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"
Multitronic MT-6	2 kanały	1 kanał	1 kanał		2	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"
Multitronic MT-5	2 kanały		1 kanał		2	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"
Multitronic MT-4	2 kanały	1 kanał			2	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"
Solatronic SLE	1 kanał	1 kanał	1 kanał		2	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"
Solatronic SL-3		1 kanał	1 kanał		2	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"
Lasertronic LT-3		2 kanały + opcja skaner			2	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"
Sonotronic US-2			1 kanał 2 gniazda		1	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"
Multitronic MT-3	2 kanały				1	znakowy 9 mm
Magnetronic MF-24		1 kanał		2 kanały 4 gniazda	5	kolorowy graficzny dotykowy, 5,7"
Magnetronic MF-12				1 kanał 2 gniazda	2	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"
Magnetronic MF-2				2 kanały	2	kolorowy graficzny dotykowy, 4,3"

Kolory
aparatów:



standard
zielony



opcjonalnie (gratis)
srebrno - szary



za dopłatą
dowolony z palety RAL