

APARATY WIELOTERAPIOWE

L.p.	Opis	Cena br.
1.*	MULTITRONIC MT-8 Elektroterapia dwukanałowa / Ultradźwięki Laseroterapia / Magnetoterapia (aplikatory MF-2) szeroki zestaw prądów, elektrogimnastyka, elektrodiagnostyka; tryby CC/CV, mikroprądy; terapia skojarzona 2 zabiegi jednocześnie; kolorowy ekran dotykowy 4,3"	8900,-
2.*	MULTITRONIC MT-6 Elektroterapia dwukanałowa / Ultradźwięki Laseroterapia szeroki zestaw prądów, elektrogimnastyka, elektrodiagnostyka; tryby CC/CV, mikroprądy terapia skojarzona 2 zabiegi jednocześnie; kolorowy ekran dotykowy 4,3"	7900,-
3.*	MULTITRONIC MT-5 Elektroterapia dwukanałowa / Ultradźwięki szeroki zestaw prądów, elektrogimnastyka, elektrodiagnostyka; tryby CC/CV, mikroprądy terapia skojarzona 2 zabiegi jednocześnie; kolorowy ekran dotykowy 4,3"	6900,-
4.*	MULTITRONIC MT-4 Elektroterapia dwukanałowa / Laseroterapia szeroki zestaw prądów, elektrogimnastyka, elektrodiagnostyka; tryby CC/CV, mikroprądy 2 zabiegi jednocześnie; kolorowy ekran dotykowy 4,3"	5900,-
5.*	SOLATRONIC SLE Elektroterapia / Ultradźwięki / Laseroterapia szeroki zestaw prądów, elektrogimnastyka, elektrodiagnostyka; terapia skojarzona 2 zabiegi jednocześnie; kolorowy ekran dotykowy 4,3"	6100,-
6.	SOLATRONIC SL-3 Ultradźwięki / Laseroterapia podłączenie do terapii skojarzonej 2 zabiegi jednocześnie; kolorowy ekran dotykowy 4,3"	5300,-

(*) Ceny aparatów do elektroterapii razem ze standardowym wyposażeniem

APARAT DO ELEKTROTERAPII

L.p.	Opis	Cena br.
7.*	MULTITRONIC MT-3 Elektroterapia dwukanałowa, szeroki zestaw prądów, elektrogimnastyka, elektrodiagnostyka; niezależna regulacja natężenia; ekran LCD tekstowy	4800,-

(*) Ceny aparatów do elektroterapii razem ze standardowym wyposażeniem

AKCESORIA UNIERSALNE

L.p.	Opis	Cena br.
8.	Solidna torba do transportu aparatów i akcesoriów; miejsce na aparat i dwie kieszenie na akcesoria	190,- [23%vat]
9.	Stół mobilny SM-1 jednopółkowy pod aparaty do fizykoterapii, z wygodną rączką, kółkami i hamulcami	1200,-
10.	Stół mobilny SM-2 dwupółkowy pod aparaty do fizykoterapii, z wygodną rączką, kółkami i hamulcami	1500,-

URZĄDZENIE DO KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH

L.p.	Opis	Cena br.
11.	CARBObed Nowoczesne urządzenie do „suchych” kąpeli w dwutlenku węgla.	43900,-

APARATY JEDNOTERAPIOWE

L.p.	Opis	Cena br.
12.	SONOTRONIC US-2 Nowoczesny aparat do ultradźwięków kolorowy ekran dotykowy 4,3" cena za sterownik bez głowicy	4800,-
13.	LASERTRONIC LT-3 Wielosondowy biostymulator laserowy; ponad 140 programów gotowych; wygodny panel wpisów własnych 2 zabiegi jednocześnie; kolorowy ekran dotykowy 4,3"	3800,-

WYPOSAŻENIE DO ULTRADZWIĘKÓW

L.p.	Opis	Cena br.
14.	Głowica zabiegowa SUP-6 (18cm²) Automatyczna głowica zabiegowa częstotliwość przełączana 1 lub 3,3MHz	4200,-
15.	Głowica zabiegowa SU-1 (1,3cm²) Ergonomiczna głowica zabiegowa częstotliwość przełączana 1 lub 3,3MHz	990,-
16.	Głowica zabiegowa SU-5 (5cm²) Ergonomiczna głowica zabiegowa częstotliwość przełączana 1 lub 3,3MHz	990,-

WYPOSAŻENIE DO LASEROTERAPII

L.p.	Opis	Cena br.
17.	Skanujący aplikator laserowy SK-1 480mW mocy sumarycznej; 80mW/660nm i 400mW/808nm Innowacyjne funkcje: automatyczny pomiar odległości, równomierny rozkład naświetlania, stabilizacja pola zabiegowego, własne kształty pola zabiegowego i in. (Przeznaczony do współpracy z aparatem Lasertronic LT-3)	11000,-
18.	Sonda laserowa S-1N (IR) 50mW / 905nm 50W w impulsie; praca impulsowa	3200,-
19.	Sonda laserowa S-2N (R) 40mW / 660nm praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy	2250,-
20.	Sonda laserowa S-2B (R) 80mW / 660nm praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy	2500,-
21.	Sonda laserowa S-3N (IR) 400mW / 808nm praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy	2800,-
22.	Sonda prysznicowa SP-1B (R) światło czerwone, 720mW / 660nm; 9-diodowa w komplecie ergonomiczny statyw z uchwytem	4400,-
23.	Sonda prysznicowa SP-2B (R/IR) światło czerwone i podczerwone, 1040mW / 660nm i 808nm; 9-diodowa; ergonomiczny statyw z uchwytem	4700,-
24.	Sonda prysznicowa SP-3 (IR) światło podczerwone, 1440mW / 808nm; 9-diodowa; w komplecie ergonomiczny statyw z uchwytem	4900,-
25.	Okulary ochronne lasera (komplet – 2 sztuki) do zakresów długości fali świetlnej dostępnych w aparatach produkcji EIE	790,- [23%vat]
26.	Okulary ochronne lasera (1 sztuka) do zakresów długości fali świetlnej dostępnych w aparatach produkcji EIE	420,- [23%vat]
27.	Statyw mały - statyw z uchwytem typu „gęsia szyja” do sondy prysznicowej; na stół; długość szyi 60cm (zasięg ok.30cm)	250,- [23%vat]
28.	Statyw duży - statyw podłogowy z uchwytem do sondy prysznicowej; ramię 51cm, wysokość 125cm możliwa praca przy leżance	390,- [23%vat]

APARATY DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM			PRZYKŁADOWE ZESTAWY MF-24		
L.p.	Opis	Cena br.	L.p.	Opis	Cena br.
29.	MAGNETRONIC MF-12 (2-zabiegowy) Magnetoterapia niskiej częstotliwości kolorowy ekran dotykowy 4,3" 2 zabiegi jednocześnie - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy (takie same parametry pola, ale niezależnie uruchamiane)	6000,-	46.	zestaw I: Magnetronic MF-24, AS-600K, AS-315K, leżanka L-6	15700,-
30.	MAGNETRONIC MF-24 (5-zabiegowy) Magnetoterapia niskiej częstotliwości / Laseroterapia kolorowy ekran dotykowy 5,7" 5 zabiegów jednocześnie - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy: 4 zabiegi magnetoterapii (na 2 niezależnych kanałach) i 1 laseroterapii	7900,-	47.	zestaw II: Magnetronic MF-24, 2 x AS-600K, 2 x L-6	19600,-
			48.	zestaw III: Magnetronic MF-24, 2 x AS-600K, 2 x L-6, AS-315K, AS-200K, stolik SL-6	23880,-
			49.	zestaw IV: Magnetronic MF-24, 2 x AS-600N, 2 x L-6, sonda S-3N	23350,-
Akcesoria do aparatów Magnetronic MF-12 i MF-24			PRZYKŁADOWE ZESTAWY MF-12		
L.p.	Opis	Cena br.	L.p.	Opis	Cena br.
31.	Aplikator AS-600N aplikator szpulowy o średnicy 600mm; nowoczesna linia wzornicza	3500,-	50.	Zestaw I: aparat MF-12, aplikator AS-600K, leżanka L-6	11850,-
32.	Aplikator AS-315N aplikator szpulowy o średnicy 315mm; nowoczesna linia wzornicza	2200,-	51.	Zestaw II: aparat MF-12, aplikatory AS-600K, AS-315K, leżanka L-6	13800,-
33.	Aplikator AS-200N aplikator szpulowy o średnicy 200mm; nowoczesna linia wzornicza	2200,-	52.	Zestaw III: aparat MF-12, aplikatory AS-600K, AS-315K, AS-200K, leżanka L-6	15750,-
34.	Aplikator AS-600K aplikator szpulowy o średnicy 600mm; klasyczna linia wzornicza	2950,-	53.	Zestaw IV: aparat MF-12, aplikator AS-600N, leżanka L-6	12400,-
35.	Aplikator AS-315K aplikator szpulowy o średnicy 315mm; klasyczna linia wzornicza	1950,-	54.	Zestaw V: aparat MF-12, aplikatory AS-600N, AS-315N, leżanka L-6	14600,-
36.	Aplikator AS-200K aplikator szpulowy o średnicy 200mm; klasyczna linia wzornicza	1950,-	55.	Zestaw VI: aparat MF-12, aplikatory AS-600N, AS-315N, AS-200N, leżanka L-6	16800,-
37.	Aplikator płaski podwójny APP-100 Dwie cewki okrągłe, średnica 20cm, grubość 6cm	1200,-	PRZENOŚNE APARATY DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM [MF-2 i MT-8]		
38.	Aplikator płaski pojedynczy AP-100 Jedna cewka okrągła, średnica 20cm, grubość 6cm	650,-	L.p.	Opis	Cena br.
39.	Aplikator płaski AP-1D Jedna cewka prostokątna 30x40cm, grubość 3cm	650,-	56.	MAGNETRONIC MF-2 Dwukanałowy przenośny aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości Częstotliwość modulacji do 150Hz Szeroka gama kształtów modulacji, masa aparatu 2,5kg	3900,-
40.	Aplikator płaski AP-2D Dwie cewki prostokątne 65x40cm, grubość 3cm	1200,-	57.	Aplikator statywowy AST-2 do zabiegów okolic głowy, poszczególnych stawów, mniejszych powierzchni	1300,-
41.	Przesuwnik L-6 (leżanka) leżanka z przesuwnikiem do montowania aplikatora AS-600N lub AS-600K	2900,-	58.	Aplikator płaski-elastyczny APE-1 do zabiegów poszczególnych stawów, odcinka kręgosłupa, mniejszych powierzchni	650,-
42.	Podnośnik do aplikatora AS-600K, umożliwia ruch aplikatora w pionie i zajmuje mniej miejsca niż leżanka	3100,- [23%vat]	59.	Aplikator płaski AP-1 do zabiegów powierzchni ok.40x30cm, grubość 3cm	650,-
43.	Stolik SL-6 (do leżanki) stolik montowany do leżanki L-6, na którym można postawić aparat	380,-	60.	Aplikator płaski AP-2 do zabiegów powierzchni ok.40x65cm, grubość 3cm	1200,-
44.	Stolik S-200N ergonomiczny, mobilny stolik pod aplikator AS-200 znacznie poprawiający komfort pracy	1200,-	61.	Aplikator szpulowy AS-204 aplikator szpulowy średnica 200mm; do zabiegów na kończyny	1950,-
45.	Stolik S-315N ergonomiczny, mobilny stolik pod aplikator AS-315 znacznie poprawiający komfort pracy	1200,-	KOLOROWA OBUDOWA		
			62.	Zmiana koloru obudowy aparatu na wybraną z palety barw (RAL) – dopłata.	+200,-