
Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 18:27

Link do produktu: <https://eie.com.pl/kabel-k-2-p-107.html>

Kabel K-2



Cena

160,00 zł

Opis produktu

przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjście "+" a czarna końcówka na przewodzie czarnym wyjście "-". Przewód do aparatów: DT-7B, DT-10B, GT-1C, ST-4M.