
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:50

Link do produktu: <https://eie.com.pl/kabel-k-2l-czarny-p-110.html>



Kabel K-2L (czarny)

Cena

130,00 zł

Opis produktu

Przewód do podłączenia elektrod do aparatu wtykiem dwustykowym (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie oznacza "+" a czarna końcówka na przewodzie wyjście "-" - występuje w kolorze białym i czarnym - gniazdo 4 mm
Do aparatów: ID-4C, DT-7B, MT-3, MT-4, MT-5, MT-6, MT-8, SLE