
Dane aktualne na dzień: 18-05-2026 15:29

Link do produktu: <https://eie.com.pl/kabel-k-2l-czerwono-czarny-p-118.html>

Kabel K-2L (czerwono-czarny)



Cena

130,00 zł

Opis produktu

Przewód do podłączenia elektrod do aparatu wtykiem dwustykowym (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie oznacza "+" a czarna końcówka na przewodzie wyjście "-" - występuje w kolorze białym i czarnym - gniazdo 4 mm
Do aparatów: ID-4C, DT-7B, MT-3, MT-4, MT-5, MT-6, MT-8, SLE