
Dane aktualne na dzień: 18-05-2026 16:40

Link do produktu: <https://eie.com.pl/kabel-k-2ln-bialy-p-116.html>



Kabel K-2LN (biały)

Cena

175,00 zł

Opis produktu

przewód z wtykiem typu Lemo do podłączenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjście "+" a czarna końcówka na przewodzie czarnym wyjście "-" wtyk 4mm

Przewód do niestandardowych elektrod.