

---

Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 11:37

Link do produktu: <https://eie.com.pl/kabel-k-4-p-106.html>

## Kabel K-4



Cena

**205,00 zł**

---

### Opis produktu

Przewód do podłączenia 4 elektrod do aparatu (dwa obwody - przewody białe /pierwszy obwód/ i czarne /drugi obwód/);  
końcówki czerwone oznaczają wyjście "+" a czarne "-"  
Przewód do aparatów: ID-4C, ID-8C, ST-5D, ST-6D