
Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 21:54

Link do produktu: <https://eie.com.pl/kabel-k-4-p-106.html>

Kabel K-4



Cena

205,00 zł

Opis produktu

Przewód do podłączenia 4 elektrod do aparatu (dwa obwody - przewody białe /pierwszy obwód/ i czarne /drugi obwód/);
końcówki czerwone oznaczają wyjście "+" a czarne "-"
Przewód do aparatów: ID-4C, ID-8C, ST-5D, ST-6D