

## Magnetronic MF- 2



Cena

**4 600,00 zł**

### Opis produktu

Dwukanałowy aparat do wykonywania zabiegów magnetoterapii. Ergonomiczna konstrukcja pozwala na użytkowanie jako aparatu przenośnego, np. przy wizytach w domu pacjenta. Dostępne są opcjonalnie trzy aplikatory - elastyczny, podwójny dysk na statywie oraz szpulowy. Polecamy wykorzystanie naszej torby transportowej, dzięki której nie tylko wygodnie można zapakować aparat z akcesoriami, ale też przenieść inne potrzebne do zabiegów przedmioty.

Aparat **Magnetronic MF-2** jest ulepszoną wersją aparatu MF-8. Został rozbudowany o **dodatkowy kanał zabiegowy** oraz zyskał nowy, **kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym**. Opracowano dla niego oryginalne aplikatory znajdujące zastosowanie w terapii okolic głowy i małych powierzchni ciała, jednocześnie zachowując kształty modulacji i parametry analogiczne jak w większych aparatach. Jego niewątpliwą zaletą jest niska cena - w porównaniu do aparatów z dużymi aplikatorami szpulowymi jest kilka razy tańszy.

### Charakterystyka aparatu

- może być wykorzystany jako aparat przenośny
- dwa kanały zabiegowe
- kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym
- zestaw lekkich aplikatorów do wyboru
- specjalizowane aplikatory do terapii okolic głowy, małych powierzchni ciała i kończyn
- płynna regulacja aplikatora AST-2 względem okolic głowy
- możliwość wykorzystania cewek aplikatora AST-2 po odłączeniu od statywu
- bardzo korzystna cena w stosunku do większych aparatów

### Aplikatory magnetyczne współpracujące z aparatem

Zastosowanie aplikatora [AST-2](#):

- umożliwia płynną regulację jego ustawienia względem okolicy głowy.
- umożliwia penetrację zmiennym polem magnetycznym małych powierzchni ciała.

Zastosowanie aplikatora [APE-1](#):

- dzięki jego elastycznej konstrukcji jest wygodny w użyciu przy mniejszych powierzchniach (nadgarstki, kolana)

Zastosowanie aplikatora [AS-204](#):

- pozwala na wygodne wykonywanie zabiegów na kończynach, będąc jednocześnie znacznie lżejszym niż jego podobne odpowiedniki. Rozmiar wewnętrzny 200mm - do zabiegów kończyn.
- jeżeli aparat jest wykorzystywany stacjonarnie, dla wygody sugerujemy używanie razem z mobilnym stolikiem S-200N.

Zastosowanie aplikatorów [AP-1](#) i [AP-2](#):

- mają formę płaskiej poduszki. Bardzo wygodne również w fizykoterapii zwierząt. [Weterynaria](#)

### Wyposażenie

Standardowo wysyłamy aparat w zielonym kolorze obudowy. Inny kolor należy zaznaczyć przy zamówieniu. Kolor szaro-

---

srebrny jest bez dodatkowych opłat.

- instrukcja użytkowania
- magnes kontrolny
- przewód sieciowy
- bezpiecznik T-0,315AL, 250V (2 szt.)

## Wyposażenie opcjonalne:

- aplikator statywowy AST-2
- płaski aplikator elastyczny APE-1
- aplikatory płaskie AP-1, AP-2
- aplikator szpulowy AS-204.

Dane techniczne Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt - unipolarne, bipolarne.

MX1 - kolejna zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości.

MX2 - kolejna zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości.

Częstotliwość zmian pola magnetycznego 2 - 150 Hz

Zmiana indukcyjności pola magnetycznego 0 - 8 mT

Czas impuls/przerwa 0.5 - 8 s

Zasilanie 230 V / 50 Hz / 70 VA

Masa aparatu 3 kg