

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:51

Link do produktu: <https://eie.com.pl/okulary-ochronne-lt-1-sztuka-p-26.html>

## Okulary ochronne LT - 1 sztuka



Cena

**550,00 zł**

---

### Opis produktu

## Okulary ochronne LT- 1 sztuka

Okulary ochronne lasera dla pacjenta i obsługi.

Wygodne okulary z filtrem ochronnym do szerokiego zakresu widma świetlnego.

Do wszystkich zakresów fali świetlnej stosowanych w aparatach starej generacji: Lasertronic LT-30, Lasertronic LT-2S i nowej generacji: Lasertronic LT-3, Multitronic MT-8, Multitronic MT-6, Multitronic MT-4, Solatronic SLE, Solatronic SL-3 i Magnetronic MF-24.

Tłumienie w zakresie 630-730nm i 770-1070nm

- **Można je zakładać razem z okularami korekcyjnymi !!!**