
Dane aktualne na dzień: 28-04-2026 07:59

Link do produktu: <https://eie.com.pl/okulary-ochronne-lt-2-sztuki-p-27.html>

Okulary ochronne LT - 2 sztuki



Cena

1 000,00 zł

Opis produktu

Okulary ochronne LT- 2 sztuki

Okulary ochronne lasera dla pacjenta i obsługi.

Wygodne okulary z filtrem ochronnym do szerokiego zakresu widma świetlnego.

Do wszystkich zakresów fali świetlnej stosowanych w aparatach starej generacji: Lasertronic LT-30, Lasertronic LT-2S i nowej generacji: Lasertronic LT-3, Multitronic, MT-8, Multitronic MT-6, Multitronic MT-4, Solatronic SLE, Solatronic SL-3 i Magnetronic MF-24.

Tłumienie w zakresie 630-730nm i 770-1070nm

- **Można je zakładać razem z okularami korekcyjnymi !!!**

Elektroterapia

To jest dodatkowa zakładka

[Dodatkowe wyposażonko](#)