
Dane aktualne na dzień: 08-05-2026 22:34

Link do produktu: <https://eie.com.pl/sonda-prysznicowa-sp-1b-czerwona-p-21.html>

Sonda prysznicowa SP-1B - czerwona



Cena

5 100,00 zł

Opis produktu

Sonda prysznicowa SP-1B - czerwona

Laserowa sonda 9-diodowa, moc całkowita 720mW, Długość fali świetlnej 660nm. Powierzchnia zabiegowa 50cm². Praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy. Wygodna i estetyczna obudowa. Przeznaczona do pracy z aparatami naszej produkcji z funkcją laseroterapii.

W zestawie statyw z uchwytem ułatwiający wykonywanie zabiegów.

UWAGA! Z laserem konieczne jest używanie okularów ochronnych, które nie są standardowo załączane do aparatu i trzeba je dokupić osobno.