
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:19

Link do produktu: <https://eie.com.pl/sonda-prysznicowa-sp-2b-dwukolorowa-p-20.html>



Sonda prysznicowa SP-2B - dwukolorowa

Cena

5 700,00 zł

Opis produktu

Sonda prysznicowa SP-2B - dwukolorowa

Laserowa sonda 9-diodowa, moc całkowita 1040mW, długość fali świetlnej 660nm oraz 808nm. Powierzchnia zabiegowa 50cm².

Praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy.

Wygodna i estetyczna obudowa. Przeznaczona do pracy z aparatami naszej produkcji z funkcją laseroterapii.

W zestawie statyw z uchwytem ułatwiający wykonywanie zabiegów.

UWAGA! Z laserem konieczne jest używanie okularów ochronnych, które nie są standardowo załączane do aparatu i trzeba je dokupić osobno.