
Dane aktualne na dzień: 20-04-2026 12:49

Link do produktu: <https://eie.com.pl/sonda-prysznicowa-sp-3-podczerwona-p-18.html>

Sonda prysznicowa SP-3 - podczerwona



Cena

5 900,00 zł

Opis produktu

Sonda prysznicowa SP-3 - podczerwona

Laserowa sonda 9-diodowa, moc całkowita 1440mW, długość fali świetlnej 808nm. Powierzchnia zabiegowa 50cm². Praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy.

Wygodna i estetyczna obudowa. Do pracy z aparatami Lasertronic LT-3, Multitronic MT-4, Solatronic SL-3, Solatronic SLE oraz Magnetronic MF-24.

W zestawie statyw z uchwytem ułatwiający wykonywanie zabiegów.

UWAGA! Z laserem konieczne jest używanie okularów ochronnych, które nie są standardowo załączane do aparatu i trzeba je dokupić osobno.