

---

Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 09:17

Link do produktu: <https://eie.com.pl/sonda-s-1n-p-22.html>

## Sonda S-1N



Cena

**3 600,00 zł**

---

### Opis produktu

## Sonda S-1N

Długość fali świetlnej 905 nm / moc średnia 50 mW / moc impulsu 50 W (praca impulsowa).

Do pracy z aparatami Lasertronic LT-3, Multitronic MT-4, Solatronic SL-3, Solatronic SLE oraz Magnetronic MF-24.

UWAGA! Z laserem konieczne jest używanie okularów ochronnych, które nie są standardowo załączane do aparatu i trzeba je dokupić osobno.