

---

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 19:41

Link do produktu: <https://eie.com.pl/stolik-pod-aparaty-sm-2-p-39.html>



## Stolik pod aparaty SM-2

Cena

**1 800,00 zł**

---

### Opis produktu

## Stolik pod aparaty SM-2

Mobilny stolik pod aparaty w nowoczesnej linii stylistycznej pasującej do naszych najnowszych aparatów i aplikatorów. Ergonomiczny uchwyt, solidne kółka i hamulce pozwalają na wygodne operowanie stolikiem. Odpowiednie uchwyty przy rączce pozwalają na wygodne odkładanie przewodów pacjenta. Stolik posiada dwie półki, przy czym dolną można umocować na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem, co ułatwia zagospodarowanie przestrzeni w miejscu wykonywania zabiegów. Półki są zabezpieczone na krawędziach przed możliwością przypadkowego zrzucenia aparatu.